



## Quickstart Guide: Switch Click™ USB



**AbleNet®**  
www.ablenetinc.com

## Guía de inicio rápido: Switch Click™ USB



**AbleNet®**  
www.ablenetinc.com

### Description

The Switch Click USB emulates a mouse or keyboard click (default left mouse click) to a computer when activated. The device has a USB connection and switch input jack allowing you to attach your favorite switch to the Switch Click USB.


### Basic Operation:

1. Connect the Switch Click USB to any available USB port on your computer.
2. Press the switch top to send a left-click to your computer.

### Configuring Device Output:

The Switch Click USB can send one of several signals to a computer. To select the desired signal:

1. Ensure that the Switch Click USB is not plugged into a computer.
2. Remove the bottom panel by loosening the screws.
3. Configure the dip switches as shown at right.
4. Replace the bottom panel and plug the Switch Click USB into a computer.



For best results use the Switch Click USB with scanning software. *Switch Click USB will not move a cursor or arrow around the screen.* Configure any scanning software to recognize the same signal as the Switch Click USB.

### Using an External Switch:

The switch jack on the side of the device allows you to connect any single switch (mono 1/8" plug). This jack performs the same function as the switch top. It does not add a second click behavior.

### Troubleshooting

If you have problems with the Switch Click, first ensure that any scanning software is correctly configured. Also consider opening your computer's control panel software, examining mouse functions.

### Descripción

El Switch Click USB emula la acción de presionar el botón de un ratón (por defecto, el botón izquierdo del ratón) o una tecla del teclado de un ordenador cuando se activa. El dispositivo tiene una conexión USB y un conector de entrada para conmutador que le permite conectar su conmutador favorito al Switch Click USB.


### Funcionamiento básico:

1. Conecte el Switch Click USB a cualquier puerto USB disponible en su ordenador.
2. Presione la parte superior del conmutador para enviar a su ordenador una pulsación equivalente a un clic con el botón izquierdo del ratón.

### Configuración de la salida del dispositivo:

El Switch Click USB puede enviar una de varias señales a un ordenador. Para seleccionar la señal deseada:

1. Asegúrese de que el Switch Click USB no esté conectado a un ordenador.
2. Quite el panel inferior aflojando los tornillos.
3. Configure los interruptores DIP como se muestra a la derecha.
4. Vuelva a colocar el panel inferior y conecte el Switch Click USB a un ordenador.



Para obtener los mejores resultados use el Switch Click USB con software de escaneo. *El Switch Click USB no moverá un cursor o una flecha por la pantalla.* Configure el software de escaneo para reconocer la misma señal que el Switch Click USB.


### Uso de un conmutador externo:

El conector del conmutador en el lado del dispositivo permite conectar cualquier conmutador simple (enchufe mono de 3,5 mm). Este conector realiza la misma función que la parte superior del conmutador. No añade un comportamiento de segundo clic.

### Resolución de problemas


Si tiene problemas con el Switch Click, en primer lugar asegúrese de que el software de escaneo esté bien configurado. También intente abrir el software del panel de control de su ordenador, y examine las funciones del ratón.

## Guide de mise en route rapide : Switch Click™ USB



**AbleNet®**  
www.ablenetinc.com

## Kurzanleitung: Switch Click™ USB



**AbleNet®**  
www.ablenetinc.com

### Description

Lorsqu'il est activé, le Switch Click USB émule un clic de souris (clic gauche par défaut) ou l'activation d'une touche de clavier d'ordinateur. Le Switch Click USB a un port USB et une prise d'entrée de contacteur permettant le branchement d'un contacteur favori.

### Mode d'emploi de base :

1. Brancher le Switch Click USB sur tout port USB disponible de l'ordinateur.
2. Appuyer sur le dessus du contacteur pour envoyer un clic gauche à l'ordinateur.

### Configuration de la sortie de l'appareil

:

Le Switch Click USB peut envoyer différents signaux à un ordinateur. Pour sélectionner le signal souhaité :

1. S'assurer que le Switch Click USB n'est pas branché sur un ordinateur.
2. Enlever le panneau du dessous en desserrant les vis.
3. Configurer les contacteurs DIP comme indiqué à droite.
4. Remettre le panneau du dessous et brancher le Switch Click USB sur un ordinateur.

Contacteur en position Marche	Fonction de souris/clavier
(ON) :	..... Clic gauche ( <i>par défaut</i> )
Aucun	..... Clic droit
1	..... Espace
2	..... Entrée ( <i>exemple à gauche</i> )
3	..... Tabulation
4	..... Flèche vers le haut
5	..... Flèche vers le bas
6	..... Flèche vers la gauche
7	..... Flèche vers la droite
8	..... Flèche vers la droite

Pour les meilleurs résultats, utiliser le Switch Click USB avec un logiciel de balayage. *Le Switch Click USB ne déplacera pas de curseur ou de flèche sur l'écran.* Configurer tout logiciel de balayage pour détecter le même signal que le Switch Click USB.

### Utilisation d'un contacteur externe :

La prise de contacteur se trouvant sur le côté de l'appareil permet le branchement d'un contacteur simple (fiche mono 3,5 mm). Cette prise a la même fonction que le dessus du contacteur. Elle n'ajoute pas un second clic.

### Dépannage

En cas de problèmes avec le Switch Click, s'assurer tout d'abord que le logiciel de balayage est correctement configuré. Penser aussi à ouvrir le logiciel du panneau de configuration de l'ordinateur et à examiner les fonctions de la souris.

### Beschreibung

Der Switch Click USB simuliert mit jeder Aktivierung einen Mausklick oder einen Tastaturanschlag (Standard ist Klicken der linken Maustaste) auf einem Computer. Das Gerät verfügt über einen USB-Anschluss und eine Tastereingangsbuchse zum Anschließen Ihres Lieblingstasters am Switch Click USB.

### Einfacher Betrieb:

1. Stecken Sie den Switch Click USB an einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer ein.
2. Drücken Sie auf den Taster, um einen Linksklick an Ihren Computer zu senden.

### Konfigurieren des Geräteausgangs:

Der Switch Click USB kann jeweils eines von mehreren Signalen an einen Computer senden.

Um das gewünschte Signal zu wählen:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Switch Click USB nicht an einem Computer eingesteckt ist.
2. Entfernen Sie die Bodenabdeckung, indem Sie die Schrauben lösen.
3. Stellen Sie die DIP-Schalter wie rechts gezeigt ein.
4. Bringen Sie die Bodenabdeckung wieder an und stecken Sie den Switch Click USB am Computer ein.

Schalter auf EIN	Maus- bzw. Tastaturfunktion
(ON) :	..... Linksklick ( <i>Standard</i> )
Keine	..... Rechtsklick
1	..... Leertaste
2	..... Eingabetaste
3	..... Tabulator ( <i>Beispiel links</i> )
4	..... Tabulator
5	..... Aufwärtspfeil
6	..... Abwärtspfeil
7	..... Linkspfeil
8	..... Rechtspfeil

Für optimale Ergebnisse sollte der Switch Click USB mit Scanner-Software verwendet werden. *Das Bewegen eines Cursors oder Pfeils auf dem Bildschirm ist mit dem Switch Click USB nicht möglich.* Konfigurieren Sie eine beliebige Scanner-Software, damit diese das gleiche Signal erkennt wie der Switch Click USB.

### Verwendung eines externen Tasters:

An der Tastereingangsbuchse an der Seite des Gerätes kann ein Einzeltaster (3,5 mm-Monostecker) eingesteckt werden. Diese Buchse hat die gleiche Funktion wie die Tasteroberseite. Es wird kein zweites Klickverhalten hinzugefügt.

### Fehlersuche

Bei Problemen mit dem Switch Click prüfen Sie bitte zuerst, ob die Scanner-Software richtig konfiguriert ist. Eventuell sollten Sie auch die Steuerungssoftware Ihres Computers öffnen, um die Mausfunktionen zu überprüfen.

## Warranty & Contact Information

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text, along with return/repair information is available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Garantía e información de contacto

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía, junto con la información de devolución o reparación, está disponible en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Garantie et contact

Les produits AbleNet sont assortis d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie protège contre les défauts de matériel et les vices de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat. La garantie en version texte complète et toutes les informations sur les réparations et les retours sont disponibles sur [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Garantia e informações de contato

Os produtos fabricados pela AbleNet contam com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia é contra defeitos de materiais e da fabricação por um período de dois anos a partir da data da compra. O texto completo sobre a garantia, juntamente com informações sobre devolução / reparo estão disponíveis no site [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Hinweise zur Garantie und Kontaktinformationen

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine zweijährige Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Den vollständigen Garantietext können Sie zusammen mit Informationen zu Rückgabe und Reparatur auf [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com) einsehen.

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)


## 保証&連絡先情報

AbleNet 製品には 2 年間の限定保証が付いています。本保証は製品の欠陥および故障に対して、購入日から 2 年間保証いたします。保証の全文および返品/修理情報は、[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com) からご覧いただけます。

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
+1 (800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## For private households:

Information on Disposal of Users of WEEE

This symbol  on the product and/or accompanying documents means that

used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

## For professional users in the European Union:


If you wish to discard electrical and electronic equipment(EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union:

This symbol is only valid in the European Union(EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

## Para hogares particulares:

Información sobre la eliminación para usuarios de WEEE.

Este símbolo  en el producto o en los documentos que lo acompañan

significa que los equipos eléctricos y electrónicos usados (WEEE) no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve este producto a los puntos de recogida designados donde se lo aceptará de forma gratuita. En algunos países, otra opción es devolver sus productos al minorista local al comprar un producto nuevo equivalente.

La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente, que de otro modo podrían surgir del manejo inadecuado de los desechos. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre su punto de recogida designado más cercano. Pueden aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta de estos residuos conforme a la legislación nacional.


## Para usuarios profesionales en la Unión Europea:

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos (EEE), comuníquese con su distribuidor o proveedor para obtener más información.

Para la eliminación en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo solo es válido en la Unión Europea (UE). Si desea desechar este producto, comuníquese con su distribuidor o las autoridades locales y consulte el método correcto de eliminación.

## Pour les foyers particuliers :

Renseignements quant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Le symbole suivant  sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne

signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers ordinaires. Afin d'en assurer le traitement, la collecte et le recyclage, veuillez apporter ce produit à un point de dépôt prévu à cet effet où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, il est possible que vous puissiez rapporter vos produits directement chez votre revendeur à l'achat d'un produit neuf équivalent.

L'élimination de ce produit selon la méthode appropriée contribue à la revalorisation de ressources importantes et à prévenir d'éventuels effets négatifs sur la santé et sur l'environnement pouvant être dus à une gestion inadéquate des déchets. Veuillez contacter votre administration locale afin d'obtenir plus de renseignements concernant l'emplacement du point de dépôt le plus près de chez vous. Selon les réglementations nationales, des amendes peuvent sanctionner l'élimination inappropriée des déchets.

## Pour utilisateurs professionnels de l'Union européenne :


Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur ou votre fournisseur pour connaître la marche à suivre pour vous débarrasser d'équipement électrique ou électronique (EEE).

Pour l'élimination de déchets dans des pays non membres de l'Union européenne :

Ce symbole n'est valide qu'à l'intérieur des frontières de l'Union européenne (UE). Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter votre administration locale ou votre revendeur afin de connaître la manière appropriée de procéder à l'élimination de ce produit.

## Para uso doméstico:

Informações sobre Disponibilidade de Usuários do REEE

Este símbolo  no produto e/ou documentos complementares significa que

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) não devem ser misturados com lixo doméstico; Para obter o tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a um dos pontos de coleta indicados, onde eles serão aceitos gratuitamente. Em alguns países, também é possível devolver seus produtos ao seu vendedor local mediante a compra de novos produtos equivalentes.

O descarte correto desde produto ajudará a preservar importantes recursos e evitar quaisquer efeitos negativos em potencial para a saúde humana e o meio ambiente que, caso contrário, poderiam decorrer do manuseio inadequado dos resíduos. Entre em contato com as autoridades locais para mais detalhes sobre os pontos de coleta perto de você. O descarte incorreto deste tipo de resíduo pode ser imputável de penalidades, de acordo com a sua legislação local.


## Para usuários profissionais na União Europeia:

Se você deseja descartar equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE), entre em contato com seu revendedor ou fornecedor para obter mais informações.

Para descarte em países fora da União Europeia: Este símbolo só é válido na União Europeia (UE). Se você deseja descartar este produto, entre em contato com suas autoridades ou revendedores locais e informe-se sobre o método correto de descarte.

## Für private Haushalte:

Informationen zum fachgerechten Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Symbol  auf dem Produkt und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass

Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie dieses Produkt zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Die Annahme erfolgt kostenlos. Alternativ können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte nach dem Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren lokalen Händler zurücksenden.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die ansonsten durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen über die nächstgelegene benannte Sammelstelle an Ihre örtlichen Behörden. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

## Für professionelle Benutzer in der Europäischen Union:


Wenden Sie sich bitte vor der Entsorgung an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen bezüglich der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) zu erhalten.

Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung.

## 一般家庭の場合:

WEEE 利用に伴う廃棄関連の情報

製品やこれに付随するドキュメントに記載されているこの記号  は、

中古電気電子機器(WEEE)を一般的な家庭ごみと一緒に処分してはいけないことを示しています。適切な処分、再生およびリサイクルのため、無償で引き取ってくれる指定回収場所へこの製品を持ち込んでください。あるいは一定の国においては同等の新製品の購入と引き換えに地元量販店に製品を持ち込むことができる場合もあります。

この製品を適切に廃棄することで貴重な資源の無駄遣い防止に役立ち、不適切な廃棄物取り扱いがされた場合に生じるおそれのある健康や環境への潜在的な悪影響を防ぐこととなります。最寄りの指定回収場所の詳細については地元の地方自治体に問い合わせてください。この廃棄物の誤った処分は国の法令に基づいて処罰の対象となる場合があります。

## 欧州連合域内の法人ユーザーの場合:

電子電気機器(EEE)を廃棄したい場合、詳細についてディーラーまたはサプライヤーに問い合わせてください。

欧州連合域外の国における廃棄の場合:

この記号は欧州連合(EU)においてのみ有効です。この製品を廃棄したい場合、地方自治体やディーラーに連絡し、適切な廃棄処分の方法について相談してください。