


Quickstart Guide Latitude™ Customizable Mounting Arm  
 Guide de mise en route rapide Bras de montage personnalisable Latitude™  
 Kurzanleitung Latitude™ Anpassbarer Montagearm  
 Guía de inicio rápido Brazo de montaje adaptable Latitude™  
 Guia rápido Latitude™ do braço de montagem personalizável







## What's Included

### Contenu

### Lieferumfang


### Materiales incluidos

### O que está incluso




1

**Mount base and insert arm**  
 Montez le socle et insérez le bras  
 Die Platte montieren und den Arm einsetzen  
 Base de montaje y brazo de inserción  
 Monte a base e insira o braço




2

**Screw mounting plate into plate connector**  
 Vissez la plaque de montage dans le connecteur  
 Die Montageplatte in den Plattenanschluss schrauben  
 Atornille la placa de montaje al conector de placa  
 Aparafuse a placa de montagem no conector de placa




3

**Rotate handles to release 3D joints**  
 Tournez les poignées pour desserrer les joints 3D  
 Zum Freigeben der 3D-Gelenke die Hebel drehen  
 Gire las manillas para soltar las articulaciones 3D  
 Gire as alças para liberar as articulações 3D




4

Move to desired location  
 Amenez à l'endroit souhaité  
 In die gewünschte  
 Stellung bewegen  
 Póngalas en  
 la posición deseada  
 Mova para a posição  
 desejada



5

Rotate handles to tighten 3D joints  
 Tournez les poignées pour resserrer les joints 3D  
 Zum Festziehen der 3D-Gelenke die Hebel drehen  
 Gire las manillas para apretar las articulaciones 3D  
 Gire as alças para apertar as articulações 3D



## Advanced Features

Fonctions avancées  
 Erweiterte Funktionsmerkmale  
 Características avanzadas  
 Recursos avançados

Move handle to neutral position  
 Amenez la poignée en position neutre  
 Hebel in die neutrale Position stellen  
 Ponga la manilla en la posición neutral  
 Mova a alça para a posição neutra

To tighten loose mounting post  
 Pour serrer poste de montage lâche  
 Um lose Befestigungsposten festziehen  
 Para apretar poste de montaje sueltos  
 Para apertar a coluna de montagem solta





Use cord minders to connect cords to arms  
 Utilisez les trous des sangles pour les raccorder aux bras

Kabel mit Kabelbindern an den Armen befestigen

Utilice las herramientas de atado de cordones para conectar los cordones a los brazos

Use suportes de cabo para conectar os cabos aos braços



## Warranty and Guarantee

**Garantie**

**Gewährleistung und Garantie**

**Garantía**

**Garantia**

**Cleaning and Care**

To clean use a mild detergent, glass cleaner, Isopropyl Alcohol.

**Warranty**

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text is available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

**Nettoyage et entretien**

Pour nettoyer, utilisez un détergent doux, un nettoyant pour vitres ou de l'alcool isopropylique.

**Garantie**

Les produits AbleNet sont assortis d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie protège contre les défauts de matériel et les vices de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat. La garantie complète se trouve sur [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

**Reinigung und Pflege**

Zum Reinigen ein schonendes Waschmittel, einen Glasreiniger oder Isopropylalkohol verwenden.

**Garantie**

Die von AbleNet gefertigten Produkte sind durch eine zweijährige beschränkte Garantie gedeckt. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Der Volltext der Garantie kann auf [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com) eingesehen werden.

**Limpeza y cuidados**

Para limpiarlo, utilice un detergente suave, líquido limpiacristales o alcohol isopropílico.

**Garantía**

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía los cubre contra defectos de materiales y fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía está disponible en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

**Limpeza e cuidados**

Para limpar use um detergente suave, limpa-vidros, álcool isopropílico.

**Garantia**

Os produtos fabricados pela AbleNet contam com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia é contra defeitos de materiais e da fabricação por um período de dois anos a partir da data da compra. O texto completo sobre a garantia está disponível no site [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

You can find warranty, guarantee and return/repair information online. For more information on AbleNet products and services, or for contact:

Vous pourrez lire la garantie et les informations de retour/réparation en ligne. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et services d'AbleNet, contactez :

Informationen zur Gewährleistung, Garantie und Rücksendung/Reparatur können online eingesehen werden. Für weitere Informationen zu AbleNet Produkten und Dienstleistungen oder für eine Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an:

En esta página Web puede encontrar la garantía y la información referente a devoluciones y reparaciones. Para obtener más información sobre los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:

AbleNet, Inc.,  
 2625 Patton Road  
 Roseville, MN 55113  
 800-322-0956  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

**AbleNet**

[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

