

# AbleNet®

## BIG TalkingBrix™

www.ablenetinc.com  
(800) 322-0956



### Message Recording

1. On back of BIG TalkingBrix, move the switch to REC
2. Press and hold colored switch top
3. Begin speaking for up to 10-seconds when light starts blinking
4. Release colored switch top when finished
5. On back of BIG TalkingBrix, move switch from REC to ON to start using

A picture symbol up to 3-in / 77-mm can be used with BIG TalkingBrix. Lift clear snap switch cap off of colored switch top to insert picture symbol. Re-attach clear snap cap to hold picture symbol on BIG TalkingBrix.

### Multi-Message Communication

You can connect multiple BIG TalkingBrix together to create a multi-message communication device. Connect using the tabs and slots found on the side of each BIG TalkingBrix.

### Mounting

BIG TalkingBrix include internal magnets for mounting. Or, use hook-and-loop fastener on the back of BIG TalkingBrix.

### Charging

When BIG TalkingBrix has a low battery, the light will blink red three times after message playback. Attach BIG TalkingBrix to the included wall charger. The light will be solid red when charging and solid green when fully charged. BIG TalkingBrix cannot be used while charging.

### Safety Shut-Off

The BIG TalkingBrix battery contains a safety feature that temporarily disables the device if the battery reaches 113-degrees Fahrenheit / 45-degrees Celsius. BIG TalkingBrix will continue to work once the battery temperature decreases below 113-degrees Fahrenheit / 45-degrees Celsius.

# AbleNet®

## BIG TalkingBrix<sup>MC</sup>

www.ablenetinc.com  
800 322-0956



### Enregistrement d'un message

1. À l'arrière du BIG TalkingBrix, déplacer le contacteur sur REC (ENREGISTRER).
2. Appuyer et maintenir enfoncé le dessus du contacteur de couleur.
3. Commencer à parler pour un maximum de 10 secondes lorsque le voyant se met à clignoter.
4. Relâcher le dessus du contacteur de couleur une fois le message terminé.
5. À l'arrière du BIG TalkingBrix, déplacer le contacteur de REC à ON (en marche) pour débiter l'utilisation.

Un pictogramme mesurant jusqu'à 3 po/77 mm peut être utilisé avec BIG TalkingBrix. Soulever le capuchon du contacteur par enclenchement transparent du dessus de contacteur de couleur, afin d'insérer le pictogramme. Fixer de nouveau le capuchon par enclenchement transparent pour maintenir le pictogramme sur BIG TalkingBrix.

### Communication multimessages

Vous pouvez connecter plusieurs BIG TalkingBrix ensemble afin de créer un appareil de communication multimessages. Connecter les appareils en utilisant les onglets et les fentes placés sur le côté de chaque BIG TalkingBrix.

### Fixation

BIG TalkingBrix comprend des aimants internes pour sa fixation. Il est aussi possible d'utiliser des fermetures en ruban autoagrippant à l'arrière du BIG TalkingBrix.

### Chargement

Lorsque la batterie du BIG TalkingBrix faiblit, le voyant clignote 3 fois en rouge après la lecture des messages. Brancher le BIG TalkingBrix sur le chargeur mural fourni. Le voyant passe au rouge continu durant la recharge, puis au vert continu une fois la batterie complètement rechargée. Le BIG TalkingBrix ne peut pas être utilisé en cours de recharge.

### Arrêt de sécurité

La batterie BIG TalkingBrix contient une fonction de sécurité qui désactive temporairement l'appareil si la batterie atteint 113 degrés Fahrenheit / 45 degrés Celsius. BIG TalkingBrix continuera de fonctionner une fois que la température de la batterie sera inférieure à 113 degrés Fahrenheit / 45 degrés Celsius.

# AbleNet®

## BIG TalkingBrix™

www.ablenetinc.com  
(800) 322-0956



### Aufnahme einer Mitteilung

1. Bewegen Sie den Schalter auf REC auf der Rückseite des BIG TalkingBrix
2. Drücken und halten Sie die farbige Schaltoberfläche
3. Beginnen Sie bis zu 10 Sekunden lang zu sprechen, wenn das Licht zu blinken beginnt.
4. Am Ende des Sprechens die farbige Schaltoberfläche loslassen.
5. Um mit der Verwendung zu beginnen, müssen Sie den Schalter auf der Rückseite des BIG TalkingBrix von REC auf ON bewegen

BIG TalkingBrix kann mit einem Bildsymbol bis zu 3 Zoll/77 mm verwendet werden. Heben Sie die klare Tastenkappe von der farbigen Schaltoberfläche ab, um das Bildsymbol einzufügen. Setzen Sie die klare Tastenkappe wieder ein, um das Bildsymbol auf BIG TalkingBrix zu halten.

## Kommunikationssystem mit mehreren Sprachmitteilungen

Sie können mehrere BIG TalkingBrix miteinander verbinden, um ein Kommunikationssystem mit mehreren Sprachmitteilungen zu erstellen. Unter Verwendung der Laschen und Schlitzlöcher auf der Seite des BIG TalkingBrix können Sie diese verbinden.

### Halterung

BIG TalkingBrix verfügt über einen internen Magnet zur Befestigung. Sie können ebenso den Klettverschluss auf der Rückseite des BIG TalkingBrix verwenden.

### Laden

Wenn die Batterie des BIG TalkingBrix schwach ist, blinkt die Lampe nach Abspielen der Sprachmitteilung dreimal. Den BIG TalkingBrix in das im Lieferumfang enthaltene Wandladegerät einstecken. Während des Aufladens leuchtet die Lampe permanent rot. Nachdem Aufladen leuchtet die Lampe permanent grün. Während des Aufladens kann der BIG TalkingBrix nicht verwendet werden.

### Sicherheitsabschaltung

Der BIG TalkingBrix-Akku enthält eine Sicherheitsfunktion, die das Gerät vorübergehend deaktiviert, wenn der Akku 45 Grad Celsius erreicht. BIG TalkingBrix funktioniert weiter, sobald die Batterietemperatur unter 45 Grad Celsius fällt.

# AbleNet®

## BIG TalkingBrix™

www.ablenetinc.com  
(800) 322-0956



### Grabación de mensajes

1. En la parte posterior del BIG TalkingBrix, mueva el interruptor a REC.
2. Mantenga presionada la parte superior del interruptor de color.
3. Comience a hablar durante un máximo de 10 segundos cuando la luz comience a parpadear.
4. Suelte la parte superior del interruptor de color cuando termine.
5. En la parte posterior del BIG TalkingBrix, mueva el interruptor de REC a ON para comenzar a usarlo.

Se puede usar un símbolo de imagen de hasta 3 in/77 mm con el BIG TalkingBrix. Levante la tapa transparente a presión del interruptor de la parte superior del interruptor de color para insertar el símbolo de imagen. Vuelva a colocar la tapa transparente a presión para mantener el símbolo de la imagen en el BIG TalkingBrix.

## Comunicación con múltiples mensajes

Puede conectar varios BIG TalkingBrix para crear un dispositivo de comunicación de múltiples mensajes. Para ello, use las lengüetas y ranuras que se encuentran a los lados de cada BIG TalkingBrix.

### Montaje

El BIG TalkingBrix incluye imanes internos para el montaje. O bien, use el gancho y la cinta de la parte posterior del BIG TalkingBrix.

### Carga

Cuando la batería del BIG TalkingBrix tenga poca carga, la luz roja parpadeará tres veces después de reproducir el mensaje. Conecte el BIG TalkingBrix al cargador de pared incluido. La luz roja permanecerá encendida durante la carga. Cuando la carga se haya completado, se encenderá la luz verde. El BIG TalkingBrix no puede usarse mientras se está cargando.

### Apagado de seguridad

La batería BIG TalkingBrix contiene una función de seguridad que desactiva temporalmente el dispositivo si la batería alcanza los 113 grados Fahrenheit / 45 grados Celsius. BIG TalkingBrix seguirá funcionando una vez que la temperatura de la batería descienda por debajo de los 113 grados Fahrenheit / 45 grados Celsius.

## Warranty & Contact Information

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text, along with return/repair information is available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Garantie et contact

Les produits AbleNet sont assortis d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie protège contre les défauts de matériel et les vices de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat. La garantie en version texte complète et toutes les informations sur les réparations et les retours sont disponibles sur [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Hinweise zur Garantie und Kontaktinformationen

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine zweijährige Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Den vollständigen Garantietext können Sie zusammen mit Informationen zu Rückgabe und Reparatur auf [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com) einsehen.

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Garantía e información de contacto

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía, junto con la información de devolución o reparación, está disponible en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Garantia e informações de contato

Os produtos fabricados pela AbleNet contam com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia é contra defeitos de materiais e da fabricação por um período de dois anos a partir da data da compra. O texto completo sobre a garantia, juntamente com informações sobre devolução / reparo estão disponíveis no site [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)


## 保証&連絡先情報

AbleNet 製品には 2 年間の限定保証が付いています。本保証は製品の欠陥および故障に対して、購入日から 2 年間保証いたします。保証の全文および返品/修理情報は、[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com) からご覧いただけます。

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
+1 (800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## For private households:

Information on Disposal of Users of WEEE

This symbol  on the product and/or accompanying documents means that

used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product, to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

## For professional users in the European Union:

If you wish to discard electrical and electronic equipment(EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union:

This symbol is only valid in the European Union(EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

## Para hogares particulares:

Información sobre la eliminación para usuarios de WEEE.

Este símbolo  en el producto o en los documentos que lo acompañan

significa que los equipos eléctricos y electrónicos usados (WEEE) no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve este producto a los puntos de recogida designados donde se lo aceptará de forma gratuita. En algunos países, otra opción es devolver sus productos al minorista local al comprar un producto nuevo equivalente.

La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente, que de otro modo podrían surgir del manejo inadecuado de los desechos. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre su punto de recogida designado más cercano. Pueden aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta de estos residuos conforme a la legislación nacional.

## Para usuarios profesionales en la Unión Europea:


Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos (EEE), comuníquese con su distribuidor o proveedor para obtener más información.

Para la eliminación en países fuera de la Unión Europea:

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea (UE). Si desea desechar este producto, comuníquese con su distribuidor o las autoridades locales y consulte el método correcto de eliminación.

## Pour les foyers particuliers :

Renseignements quant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Le symbole suivant  sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne

signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers ordinaires. Afin d'en assurer le traitement, la collecte et le recyclage, veuillez apporter ce produit à un point de dépôt prévu à cet effet où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, il est possible que vous puissiez rapporter vos produits directement chez votre revendeur à l'achat d'un produit neuf équivalent.

L'élimination de ce produit selon la méthode appropriée contribue à la revalorisation de ressources importantes et à prévenir d'éventuels effets négatifs sur la santé et sur l'environnement pouvant être dus à une gestion inadéquate des déchets. Veuillez contacter votre administration locale afin d'obtenir plus de renseignements concernant l'emplacement du point de dépôt le plus près de chez vous. Selon les réglementations nationales, des amendes peuvent sanctionner l'élimination inappropriée des déchets.


## Pour utilisateurs professionnels de l'Union européenne :

Veillez vous renseigner auprès de votre revendeur ou votre fournisseur pour connaître la marche à suivre pour vous débarrasser d'équipement électrique ou électronique (EEE).

Pour l'élimination de déchets dans des pays non membres de l'Union européenne : Ce symbole n'est valide qu'à l'intérieur des frontières de l'Union européenne (UE). Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter votre administration locale ou votre revendeur afin de connaître la manière appropriée de procéder à l'élimination de ce produit.

## Para uso doméstico:

Informações sobre Disponibilidade de Usuários do REEE

Este símbolo  no produto e/ou documentos complementares significa que

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) não devem ser misturados com lixo doméstico; Para obter o tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a um dos pontos de coleta indicados, onde eles serão aceitos gratuitamente. Em alguns países, também é possível devolver seus produtos ao seu vendedor local mediante à compra de novos produtos equivalentes.

O descarte correto desde produto ajudará a preservar importantes recursos e evitar quaisquer efeitos negativos em potencial para a saúde humana e o meio ambiente que, caso contrário, poderiam decorrer do manuseio inadequado dos resíduos. Entre em contato com as autoridades locais para mais detalhes sobre os pontos de coleta perto de você. O descarte incorreto deste tipo de resíduo pode ser imputável de penalidades, de acordo com a sua legislação local.

## Para usuários profissionais na União Europeia:


Se você deseja descartar equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE), entre em contato com seu revendedor ou fornecedor para obter mais informações.

Para descarte em países fora da União Europeia:

Este símbolo só é válido na União Europeia (UE). Se você deseja descartar este produto, entre em contato com suas autoridades ou revendedores locais e informe-se sobre o método correto de descarte.

## Für private Haushalte:

Informationen zum fachgerechten Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Symbol  auf dem Produkt und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass

Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie dieses Produkt zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Die Annahme erfolgt kostenlos. Alternativ können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte nach dem Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren lokalen Händler zurücksenden.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die ansonsten durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen über die nächstgelegene benannte Sammelstelle an Ihre örtlichen Behörden. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

## Für professionelle Benutzer in der Europäischen Union:


Wenden Sie sich bitte vor der Entsorgung an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen bezüglich der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) zu erhalten.

Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung.

## 一般家庭の場合:

WEEE 利用に伴う廃棄関連の情報

製品やこれに付随するドキュメントに表記されているこの記号  は、

中古電気電子機器 (WEEE) を一般的な家庭ごとと一緒に処分してはいけないことを示しています。適切な処分、再生およびリサイクルのため、無償で引き取ってくれる指定回収場所へこの製品を持ち込んでください。あるいは一定の国においては同等の新製品の購入と引き換えに地元量販店に製品を持ち込むことができる場合もあります。

この製品を適切に廃棄することで貴重な資源の無駄遣い防止に役立ち、不適切な廃棄物取り扱いがされた場合に生じるおそれのある健康や環境への潜在的な悪影響を防ぐこととなります。最寄りの指定回収場所の詳細については地元の地方自治体に問い合わせてください。この廃棄物の誤った処分は国の法令に基づいて処罰の対象となる場合があります。

## 欧州連合域内の法人ユーザーの場合:

電子電気機器 (EEE) を廃棄したい場合、詳細についてディーラーまたはサプライヤーに問い合わせてください。

欧州連合域外の国における廃棄の場合:

この記号は欧州連合 (EU) においてのみ有効です。この製品を廃棄したい場合、地方自治体やディーラーに連絡し、適切な廃棄処分の方法について相談してください。

### **Beabsichtigte Verwendung des Produkts / Indikation –**

Bei diesem AbleNet-Gerät handelt es sich um eine ergänzende Kommunikationshilfe.

Es wird bei Personen angewendet, die aufgrund einer physischen oder kognitiven

Diagnose nicht in der Lage sind, effektiv zu kommunizieren.

### **Zulässige Betriebsbedingungen / Orte**

Für die Verwendung zu Hause, in der Klinik und in kommunalen Einrichtungen.

### **Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen**

Das Gerät ist kein Spielzeug.

### **Reinigungsanweisungen**

Die Reinigung und Desinfektion Ihres AbleNet-Geräts zwischen den einzelnen Anwendungen ist für die Gesundheit und Sicherheit des Benutzers wichtig. Um die Verbreitung von Keimen zu verhindern, sind hier einige hilfreiche Schritte zur Reinigung und Desinfektion Ihres AbleNet-Geräts aufgeführt.

Tragen Sie stets die entsprechende persönliche Schutzkleidung wie Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

#### *Reinigung Ihres Geräts*

Entfernen Sie vor der Desinfektion Ihres Geräts jeglichen Schmutz oder Ablagerungen, die sich auf dem Gerät befinden könnten.

1. Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien.
2. Entfernen Sie alle großen Partikel, sichtbaren starken Verschmutzungen oder Ablagerungen, die am Gerät haften.
3. Wischen Sie das Gerät mit Reinigungstüchern sauber.

4. Verwenden Sie ein mit Reinigungsmittel getränktes Wattestäbchen, um in die engen Bereiche zu gelangen, die mit den Reinigungstüchern nicht zugänglich waren.

5. Trocknen Sie das Gerät vollständig ab.

#### *Desinfizieren Ihres Geräts*

Jetzt, da das Gerät sauber ist, ist es an der Zeit, es zu desinfizieren. Unter Umständen müssen vor der Desinfektion des Geräts die Schutzhandschuhe gewechselt werden, um sicherzustellen, dass kein Schmutz und keine Ablagerungen zurück in das Gerät gelangen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer noch ausgeschaltet ist und die Batterien herausgenommen wurden.
2. Verwenden Sie zur Desinfektion der Oberflächen des Geräts ein sauberes Handtuch oder Wischtücher mit viruzidem, bakterizidem, pseudomonazidem, tuberkulozidem oder fungizidem Mittel. Es ist unbedingt zu beachten, dass diese Chemikalien nur in nassem Zustand desinfizieren und daher mindestens 4 Minuten lang nass auf dem Gerät belassen werden sollten.
3. Verwenden Sie ein mit viruzidem, bakterizidem, pseudomonazidem, tuberkulozidem oder fungizidem Mittel getränktes Wattestäbchen, um in die engen Bereiche zu gelangen, die mit dem Handtuch oder den Reinigungstüchern nicht zugänglich waren. Stellen Sie sicher, dass die Chemikalie mindestens 4 Minuten lang auf dem Gerät benetzt bleibt.
4. Lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig an der Luft trocknen.
5. Wenn Ihr Gerät über einen Touchscreen verfügt, verwenden Sie vor der Benutzung einen flüssigen Glasreiniger, um Flecken oder Schmierflecken zu entfernen.