



## QUICK START GUIDE

### Cling mounting arm

#### WARRANTY

AbleNet manufactured products include a 2-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for 2-years from the date of purchase. Full warranty details available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Made with recycled content

EN October 15, 2021 2:24 PM

## 1 Product Registration

Registering your product provides you access to ableCARE, product updates, and resources for your product. Scan the QR code below to register your product.



## 2 Getting Started

Scan the QR code below to watch a short getting started video or follow the instructions listed.



### To get started:

1. Place suction cups on a flat, non-porous surface. Move the lever on each suction cup to the lock position to secure it to the flat, non-porous surface.
2. Attach threaded bolt side of mounting plate to end of mounting arm.
3. Use the locking knob to adjust the mounting arm. Turning the locking knob counterclockwise to loosen and then clockwise to tighten after positioning the mounting arm.

*To request a different mounting arm, clamp, or mounting plate, contact ableCARE at [ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com) or (651) 294-3101.*

*This device can do more! Full Instructions for Use are available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*



ableCARE™

Download the ableCARE app to access live support from the ableCARE Product Success team, an online knowledge base filled with videos and getting started information, and other resources.

Scan the QR code below to download the free ableCARE app to your phone or tablet.



3

## Device Overview



# AbleNet®

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### Cling bras de montage

#### GARANTIE

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux (2) ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les détails de la garantie se trouvent à l'adresse [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Fait de matières recyclées

FR October 15, 2021 2:24 PM

## 1 Enregistrement de produit

L'enregistrement de votre produit vous donne accès à ableCARE ainsi qu'à des mises à jour et des ressources pour votre produit. Balayez le code QR ci-dessous pour enregistrer votre produit.



## 2 Mise en route

Balayez le code QR ci-dessous pour visionner une courte vidéo de mise en route ou suivez les instructions listées ici.



### Mise en route :

1. Placez les ventouses sur une surface plane et non poreuse. Mettez le levier de chaque ventouse en position de verrouillage pour la fixer à la surface plane non poreuse.
2. Fixez le côté fileté du boulon de la plaque de montage à l'extrémité du bras de montage.
3. Utilisez la molette de verrouillage pour ajuster le bras de montage. Tournez la poignée de la molette de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer, puis dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer après avoir positionné le bras de montage.

*Pour demander un bras de montage, une pince ou une plaque de montage différents, contactez ableCARE à l'adresse [ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com) ou au 651 294-3101.*

*Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*



ableCARE™

Téléchargez l'application ableCARE pour avoir accès à de l'assistance en direct de la part de l'équipe de produit ableCARE ainsi qu'à une banque de connaissances en ligne remplies de vidéos, d'information de mise en route et de diverses ressources.

Balayez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application ableCARE sur votre mobile ou votre tablette.



### 3 Vue d'ensemble de l'appareil



# AbleNet®

## KURZANLEITUNG

### Cling Befestigungsarm

#### GARANTIE

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Hergestellt aus recycelten Inhalten

GE October 15, 2021 2:24 PM

## 1 Produktregistrierung

Die Registrierung Ihres Produkts bietet Ihnen Zugang zu Produkt-Updates und Ressourcen von ableCARE. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um Ihr Produkt zu registrieren.



## 2 Allgemeine Beschreibung

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um ein kurzes Video über die ersten Schritte zu sehen oder folgen Sie den aufgeführten Anweisungen.



### Erste Schritte:

1. Stellen Sie die Saugnäpfe auf eine ebene, nichtporöse Fläche. Zur Befestigung auf der ebenen nichtporösen Fläche stellen Sie den Hebel bei jedem Saugnapf in die Verriegelungsposition.
2. Befestigen Sie die Halterung auf der Seite mit dem Gewindebolzen am Ende des Befestigungsarms.
3. Mit dem Verriegelungsknopf kann der Befestigungsarm eingestellt werden. Zum Lockern drehen Sie den Verriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn, nach Positionierung des Befestigungsarms dann im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

*Für die Bestellung eines anderen Befestigungsarms, einer anderen Klemme oder einer anderen Halterung wenden Sie sich bitte an ableCARE unter [ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com) oder (651) 294-3101.*

*Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*



ableCARE™

Durch Herunterladen der ableCARE-App erhalten Sie Zugriff auf den Live-Support des Produkterfolgsteams von ableCARE, auf eine Online-Wissensdatenbank mit Videos und Informationen zu den ersten Schritten einschließlich weiterer Ressourcen.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die kostenlose ableCARE-App auf Ihr Telefon oder Tablet herunterzuladen.



3

## Geräteübersicht



# AbleNet®

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

### Cling

Brazo de montaje

#### GARANTÍA

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Los detalles completos de la garantía están disponibles en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Fabricado con contenido reciclado.

SP October 15, 2021 2:24 PM

## 1 Registro del producto

El registro de su producto le proporciona acceso a ableCARE, actualizaciones de productos y recursos para su producto. Escanee el código QR a continuación para registrar su producto.



## 2 Primeros pasos

Escanee el código QR a continuación para ver un breve video de inicio o siga las instrucciones que se enumeran.



#### Para empezar:

1. Coloque las ventosas sobre una superficie plana y no porosa. Mueva la palanca de cada ventosa a la posición de bloqueo para asegurarla a la superficie plana y no porosa.
2. Fije el lado del perno roscado de la placa de montaje al extremo del brazo de montaje.
3. Utilice la perilla de bloqueo para ajustar el brazo de montaje. Gire la perilla de bloqueo en sentido antihorario para aflojar y luego en sentido horario para ajustar, después de colocar el brazo de montaje.

*Para solicitar un brazo de montaje, abrazadera o placa de montaje diferente, póngase en contacto con ableCARE en [ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com) o llamando al (651) 294-3101.*

*¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*



ableCARE™

Descargue la aplicación ableCARE para acceder al soporte en vivo del equipo de éxito del producto de ableCARE, una base de conocimientos en línea llena de videos e información de primeros pasos, y otros recursos.

Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación ableCARE gratuita en su teléfono o tableta.



3

## Descripción general del dispositivo

