



## QUICK START GUIDE

# Switch Click™ USB

switch interface

### WARRANTY

AbleNet manufactured products include a 2-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for 2-years from the date of purchase. Full warranty details available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Made with recycled content

## 1 Product Registration

Registering your product provides you access to ableCARE, product updates, and resources for your product. Scan the QR code below to register your product.



## 2 Getting Started

Scan the QR code below to watch a short getting started video or follow the instructions listed.



### To get started:

1. Connect the Switch Click USB to any available USB port on your computer.
2. Switch Click USB is now ready to use. Press the switch top to send a mouse left-click to your computer.

*This device can do more! Full Instructions for Use are available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*



ableCARE™


Download the ableCARE app to access live support from the ableCARE Product Success team, an online knowledge base filled with videos and getting started information, and other resources.

Scan the QR code below to download the free ableCARE app to your phone or tablet.



### 3 Device Overview

USB Computer Connection



Switch Top



## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

# Switch Click™ USB

interface de commutation

### GARANTIE

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux (2) ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les détails de la garantie se trouvent à l'adresse [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Fait de matières recyclées

FR June 18, 2021 1:59 PM

## 1 Enregistrement de produit

L'enregistrement de votre produit vous donne accès à ableCARE ainsi qu'à des mises à jour et des ressources pour votre produit. Balayez le code QR ci-dessous pour enregistrer votre produit.



## 2 Mise en route

Balayez le code QR ci-dessous pour visionner une courte vidéo de mise en route ou suivez les instructions listées ici.



### Mise en route :

1. Branchez le Switch Click USB sur tout port USB disponible de l'ordinateur.
2. Le Switch Click USB est maintenant prêt à être utilisé. Appuyez sur le dessus du contacteur pour envoyer un clic gauche de souris à l'ordinateur.

*Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*



ableCARE™


Téléchargez l'application ableCARE pour avoir accès à de l'assistance en direct de la part de l'équipe de produit ableCARE ainsi qu'à une banque de connaissances en ligne remplies de vidéos, d'information de mise en route et de diverses ressources.

Balayez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application ableCARE sur votre mobile ou votre tablette.



**3** Vue d'ensemble  
de l'appareil

Branchement d'ordinateur USB



Dessus du contacteur

# AbleNet®

## KURZANLEITUNG

### Switch Click™ USB

Schalterschnittstelle

#### GARANTIE

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Hergestellt aus recycelten Inhalten

GE June 18, 2021 1:59 PM

## 1 Produktregistrierung

Die Registrierung Ihres Produkts bietet Ihnen Zugang zu Produkt-Updates und Ressourcen von ableCARE. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um Ihr Produkt zu registrieren.



## 2 Allgemeine Beschreibung

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um ein kurzes Video über die ersten Schritte zu sehen oder folgen Sie den aufgeführten Anweisungen.



#### Erste Schritte:

1. Stecken Sie den Switch Click USB an einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer ein.
2. Ihr Switch Click USB ist jetzt einsatzbereit. Drücken Sie auf den Taster, um einen Linksklick der Maus an Ihren Computer zu senden.

*Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*



ableCARE™


Durch Herunterladen der ableCARE-App erhalten Sie Zugriff auf den Live-Support des Produkterfolgsteams von ableCARE, auf eine Online-Wissensdatenbank mit Videos und Informationen zu den ersten Schritten einschließlich weiterer Ressourcen.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die kostenlose ableCARE-App auf Ihr Telefon oder Tablet herunterzuladen.



### 3 Geräteübersicht

USB-Computerverbindung



Tasteroberfläche



## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

# Switch Click™ USB

Interfaz de conmutación

### GARANTÍA

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Los detalles completos de la garantía están disponibles en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Fabricado con contenido reciclado.

SP June 18, 2021 1:59 PM



## Registro del producto

El registro de su producto le proporciona acceso a ableCARE, actualizaciones de productos y recursos para su producto. Escanee el código QR a continuación para registrar su producto.



## Primeros pasos

Escanee el código QR a continuación para ver un breve video de inicio o siga las instrucciones que se enumeran.



### Para empezar:

1. Conecte el Switch Click USB a cualquier puerto USB disponible en su ordenador.
2. Switch Click USB ahora está listo para usar. Presione la parte superior del interruptor para enviar un clic izquierdo del ratón a su ordenador.

*¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*



ableCARE™


Descargue la aplicación ableCARE para acceder al soporte en vivo del equipo de éxito del producto de ableCARE, una base de conocimientos en línea llena de videos e información de primeros pasos, y otros recursos.

Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación ableCARE gratuita en su teléfono o tableta.



### 3 Descripción general del dispositivo

Conexión USB del ordenador



Parte superior del interruptor